AntiToxDrive


CONDUCE UN MAÑANA MÁS SEGURO

SOLUCIONES
DE DIAGNÓSTICO
PARA UN MUNDO
MÁS SEGURO

CATÁLOGO TÉCNICO

Prueba de Saliva Multidrogas 5 en 1

Detección rápida y profesional de cannabis, cocaína, opiáceos, anfetaminas y metanfetamina/MDMA.





Resultado en **10 minutos**

Alta sensibilidad

Uso sencillo y profesional

CONFIANZA
SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD
EN CADA PRUEBA

Drive Safer,
Brighter Tomorrows

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La prueba **AntiToxDrive Multi Drug Test** es una solución rápida y profesional para la detección en saliva de las drogas más consumidas en controles preventivos y de seguridad vial.





INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia:
NCE-M05-1M

Tipo de prueba:
Saliva

Resultados en:
10 minutos

DROGAS DETECTADAS

- Cannabis (ultrasensible)
- Cocaína
- Heroína / Opiáceos
- Anfetaminas
- Éxtasis / Metanfetamina

PLAZO MÁXIMO DE DETECCIÓN

- Cannabis: 4 a 6 horas
- Otras drogas: 24 a 48 horas

Rápida
Resultados en 10 minutos

Precisa
Alta sensibilidad y fiabilidad

Fácil de usar
Procedimiento simple y resultados claros

DETECCIÓN Y ESPECIFICACIONES

Información clave para una detección confiable

Tecnología inmunocromatográfica de alta sensibilidad para un resultado rápido y preciso.

Parámetro	Especificación
Tipo de muestra	Saliva
Número de grupos detectados	5
THC	10 ng/ml
Cocaína	10 ng/ml
Opiáceos	10 ng/ml
Anfetamina	25 ng/ml
Metanfetamina	25 ng/ml
MDMA	50 ng/ml
Tiempo de lectura	10 minutos



¿Qué detecta esta prueba?

Detecta cannabis, cocaína, heroína/opiáceos, anfetaminas y éxtasis/metanfetamina, sustancias habitualmente controladas en entornos preventivos y de seguridad vial.

¿Qué revela esta prueba?

Puede indicar consumo reciente de cannabis en las últimas 4-6 horas y de otras drogas en las últimas 24-48 horas, según metabolismo, frecuencia y sustancia consumida.

Nueva generación para prevención vial

- Entornos más seguros
- Decisiones responsables
- Un futuro más saludable

AntiToxDrive
CONDUCE UN MAÑANA MÁS SEGURO

SOLUCIONES
DE DIAGNÓSTICO
PARA UN MUNDO
MÁS SEGURO

SENSIBILIDAD / ESPECIFICIDAD I

Resultados confiables para una detección precisa.

AntiToxDrive ofrece alta sensibilidad y especificidad, garantizando resultados confiables en entornos profesionales.

THC (Cannabis / Marihuana) — Cut-off: 10 ng/ml

Sustancia	Sensibilidad (ng/ml)
Δ9-Tetrahidrocannabinol (THC nativo)	10

COC (Cocaína) — Cut-off: 10 ng/ml

Sustancia	Sensibilidad (ng/ml)
Benzoilecgonina	10
Cocaína HCl	20
Ecgonina HCl	800
Éster metílico de la ecgonina	200

Alta sensibilidad

- Detección orientada a consumo reciente
- Lectura rápida
- Uso profesional

CONFIANZA
SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD
EN CADA PRUEBA



Drive Safer,
Brighter Tomorrows

SENSIBILIDAD / ESPECIFICIDAD II

OPI (Opiáceos) ... 10 ng/ml

Alta precisión para una detección confiable. Resultados que apoyan decisiones más seguras.

Sustancia	Sensibilidad (ng/ml)
Morfina	10
6-Acetilcodeína	15
6-Acetilmorfina	15
6-Monoacetilmorfina	10
Codeína	20
Dihidrocodeína	65
Etilmorfina	25
Oxicodona	65
Oximorfona	100



Ejemplos relacionados

Dihidrocodeína: *Dicodin®, Paracodine®, DHC Plus®, Panlor®, ZerLor®, Synalgos®.*

Oxicodona: *OxyContin®, OxyNorm®, Percocet®, Percodan®, Supeudol®.*

SENSIBILIDAD / ESPECIFICIDAD III



Resultados confiables para una detección precisa

El test de saliva AntiToxDrive ofrece alta sensibilidad y especificidad para la detección de las principales drogas de abuso, minimizando reacciones cruzadas y garantizando resultados confiables.

AMP (Anfetamina) — Cut-off: 25 ng/ml

Sustancia	Sensibilidad (ng/ml)
D-Anfetamina	25
DL-p-Cloroanfetamina	200
Fentermina	50
MDA (3,4-metilendioxianfetamina)	200
Tiramina	5000
β-Feniletilamina	5000

Fentermina: Adipex®, Ionamin®, Lomaira®, Suprenza®.



MET (Metanfetamina / MDMA) — Cut-off: 25 ng/ml

Sustancia	Sensibilidad (ng/ml)
Metanfetamina	25
Efedrina	10000
MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)	50
Metoxifenamina	según especificaciones

Metoxifenamina: ASMI®, Euspirol®, Orthoxine®, Ortodrinex®, Proasma®.

Precisión que genera confianza

CIENCIA
SEGURIDAD
MOVILIDAD RESPONSABLE

AntiToxDrive

CONDUCE UN MAÑANA MÁS SEGURO

SOLUCIONES DE DIAGNÓSTICO PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

VENTAJAS, APLICACIONES Y PREGUNTAS FRECUENTES

Las ventajas de las pruebas de saliva

- Muy sencillas de utilizar y mínimamente invasivas
- Pueden utilizarse en cualquier lugar
- No requieren baño ni instalaciones especiales
- Permiten detectar consumo reciente
- Reducen la posibilidad de adulteración

Aplicaciones

- Seguridad vial
- Empresas de transporte
- Flotas profesionales
- Prevención laboral
- Controles internos
- Autodiagnóstico orientativo

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Δ9-THC y THC-COOH?

El Δ9-THC es la molécula nativa del cannabis; el THC-COOH es un metabolito usado con frecuencia en orina.

¿Puede una prueba de saliva reemplazar una prueba de orina?

No. Ambas tienen ventanas de detección y objetivos diferentes.

¿Cómo se interpreta un resultado positivo?

Es un resultado preliminar de cribado y, si se requiere, debe confirmarse en laboratorio.



Advertencia

Este producto es una herramienta de cribado preliminar. Un resultado positivo no constituye por sí solo un diagnóstico médico ni un resultado confirmatorio definitivo.

Drive Safer,
Brighter Tomorrows

AntiToxDrive

CONDUCCIÓN SEGURA
UN FUTURO MEJOR

PERSONAS SEGURAS
OPERACIONES MÁS FUERTES
EMPRESAS QUE AVANZAN

CONTROL DE ALCOHOL DIGITAL

Prevención, trazabilidad y seguridad en tiempo real.

Sistema inteligente para controlar el consumo de alcohol antes de conducir, operar maquinaria o iniciar actividades de riesgo.



Alcoholímetro Bluetooth identificado

Conexión segura y trazabilidad total.

Reconocimiento facial en tiempo real

Verifica la identidad del trabajador.

Resultado enviado inmediatamente a la central

Registro automático y en tiempo real.

Alertas y gestión centralizada

Mayor control, respuesta rápida y operaciones seguras.

Tecnología para prevenir antes de que ocurra el accidente.

PERSONAS PROTEGIDAS | OPERACIONES MÁS SEGURAS | UN FUTURO MÁS PRODUCTIVO

CONDUCCIÓN SEGURA
OPERACIONES SIN LÍMITES.

AntiToxDrive

CONDUCCIÓN SEGURA
UN FUTURO MEJOR

PERSONAS SEGURAS
OPERACIONES MÁS FUERTES
EMPRESAS QUE AVANZAN

CADA OPERADOR DISPONE DE SU PROPIO ALCOHOLÍMETRO DIGITAL

Control individual, identificado y conectado por Bluetooth.



Cada trabajador puede disponer de un alcoholímetro digital AntiToxDrive conectado mediante Bluetooth a la aplicación instalada en su teléfono móvil.

El alcoholímetro está identificado dentro de la plataforma mediante una ID exclusiva, lo que permite saber qué dispositivo se utiliza en cada prueba.

El dato no depende solo de una pantalla local; la lectura es recibida directamente por la aplicación desde el dispositivo asociado.

Conexión Bluetooth segura

Vinculación estable y encriptada entre el dispositivo y la aplicación.

ID exclusiva del dispositivo

Cada alcoholímetro tiene un identificador único en la plataforma.


Lectura directa en la aplicación

La medición es recibida directamente desde el dispositivo asociado.

En cada prueba queda vinculado:

- Operador identificado
- Reconocimiento facial
- Alcoholímetro utilizado
- ID exclusiva del dispositivo
- Fecha y hora
- Resultado obtenido

Tecnología para prevenir antes de que ocurra el accidente.



PERSONAS PROTEGIDAS | OPERACIONES MÁS SEGURAS | UN FUTURO MÁS PRODUCTIVO

CONDUCCIÓN SEGURA
OPERACIONES SIN LÍMITES.

AntiToxDrive
CONDUCCIÓN SEGURA
UN FUTURO MEJOR

PERSONAS SEGURAS
OPERACIONES MÁS FUERTES
EMPRESAS QUE AVANZAN

¿CÓMO SE REALIZA UNA PRUEBA DE ALCOHOL?

Un procedimiento simple, guiado y trazable.



1 El operador abre la aplicación
El trabajador inicia AntiToxDrive en su teléfono móvil.

2 La aplicación identifica al usuario
Reconocimiento facial en tiempo real para verificar que la persona corresponde al usuario registrado.

3 El sistema identifica el alcoholímetro
Comprobación simultánea de la ID exclusiva del dispositivo Bluetooth utilizado.

4 El operador realiza la prueba frente al teléfono
La lectura se recibe directamente en tiempo real mediante Bluetooth, sin introducción manual.

5 El resultado se envía inmediatamente a la central
El resultado queda registrado y es enviado automáticamente a la plataforma central AntiToxDrive.

Los responsables autorizados pueden conocer inmediatamente el resultado y actuar conforme al protocolo establecido por la empresa.

AntiToxDrive
CONDUCCIÓN SEGURA
UN FUTURO MEJOR

PERSONAS SEGURAS
OPERACIONES MÁS FUERTES
EMPRESAS QUE AVANZAN

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE CADA PRUEBA

AntiToxDrive ha sido diseñado para que cada control incluya múltiples elementos de verificación, asegurando la integridad del proceso.



Reconocimiento facial en tiempo real + Identificación del dispositivo + Comunicación Bluetooth + Lectura directa del resultado + Fecha y hora + Registro centralizado

Esta combinación genera un alto nivel de trazabilidad y reduce las posibilidades de sustitución o manipulación.

El objetivo es acreditar no solamente cuál fue el resultado, sino también quién realizó la prueba, cuándo se realizó y qué dispositivo fue utilizado.

Una vez finalizado el test, la empresa recibe la información inmediatamente en su plataforma, lo que permite a un responsable actuar antes de que el trabajador conduzca un vehículo, opere maquinaria o inicie una actividad de alto riesgo.

Si el resultado supera el límite establecido, AntiToxDrive puede generar una alerta inmediata para que la empresa aplique su protocolo de seguridad.

Información confiable para decisiones más seguras y operaciones sin interrupciones.

AntiToxDrive
CONDUCCIÓN SEGURA
UN FUTURO MEJOR

PERSONAS SEGURAS
OPERACIONES MÁS FUERTES
EMPRESAS QUE AVANZAN

SAM – STARTER AUTHORIZATION MODULE

Control opcional del arranque del vehículo.

El módulo SAM se integra con AntiToxDrive para permitir a la empresa establecer reglas que determinan si el arranque del vehículo debe ser autorizado, en función del resultado de la prueba de alcohol.



INTEGRACIÓN INTELIGENTE

CÓMO FUNCIONA

Prueba correcta → autorización de arranque

Si el resultado de la prueba de alcohol está dentro de los límites establecidos, el sistema autoriza el arranque del vehículo.

Prueba no realizada → autorización denegada según configuración

Si el conductor no realiza la prueba, el arranque puede ser denegado de acuerdo con las reglas definidas por la empresa.

Resultado fuera de los límites establecidos → posibilidad de bloquear el arranque

Si el resultado de la prueba de alcohol supera los límites definidos por la empresa, el sistema puede bloquear el arranque del vehículo.

Gestión remota de la autorización

El sistema también puede permitir la gestión remota de la autorización de arranque, dependiendo de las reglas de seguridad configuradas por la empresa.



Una herramienta preventiva

AntiToxDrive puede pasar de ser solo un sistema de información a convertirse también en una herramienta preventiva, capaz de intervenir antes de que el vehículo comience a circular.

Tecnología que detiene riesgos antes de que el vehículo entre en movimiento.



PERSONAS PROTEGIDAS | OPERACIONES MÁS SEGURAS | UN FUTURO MÁS PRODUCTIVO

CONDUCCIÓN SEGURA
OPERACIONES SIN LÍMITES.

AntiToxDrive
CONDUCCIÓN SEGURA
UN FUTURO MEJOR

PERSONAS SEGURAS
OPERACIONES MÁS FUERTES
EMPRESAS QUE AVANZAN

¿PARA QUIÉN ES ANTITOXDRIVE?

Soluciones para diferentes sectores. La misma misión: cero alcohol al volante.

Transporte y flotas

- Camiones
- Autobuses
- Taxis
- Vehículos comerciales
- Transporte de mercancías y de pasajeros



Construcción y obras

- Grúas
- Excavadoras
- Plataformas elevadoras
- Maquinaria pesada
- Vehículos de obra



Industria y logística

- Carretillas elevadoras
- Maquinaria industrial
- Equipos de producción
- Vehículos internos



Agricultura

- Tractores
- Cosechadoras
- Pulverizadores
- Maquinaria agrícola
- Vehículos rurales



Minería y actividades de alto riesgo

- Vehículos
- Maquinaria pesada
- Operaciones donde un error puede tener consecuencias graves.



Empresas de seguridad

- Personal que requiere atención, responsabilidad y capacidad inmediata de reacción.



TODO CONECTADO

Una solución completa, del test a la operación.

TECNOLOGÍA QUE INTEGRA
PERSONAS, VEHÍCULOS Y DATOS
PARA UN ENTORNO MÁS SEGURO.









Solo arranca
si el test es aprobado.

OPERADOR
Aplicación AntiToxDrive + alcoholímetro Bluetooth identificado.

EMPRESA
Plataforma central de gestión y supervisión.

VEHÍCULO
SAM – Starter Authorization Module (opcional).

MÁS SECTORES SEGUROS
UN MUNDO EN MOVIMIENTO

PERSONAS PROTEGIDAS | OPERACIONES MÁS SEGURAS | UN FUTURO MÁS PRODUCTIVO

CONDUCCIÓN SEGURA
OPERACIONES SIN LÍMITES.

AntiToxDrive
CONDUCCIÓN SEGURA
UN FUTURO MEJOR

PERSONAS SEGURAS
OPERACIONES MÁS FUERTES
EMPRESAS QUE AVANZAN

EL PROCESO COMPLETO

Del control a la acción.
Todo en un solo sistema.

1

La empresa programa el control

2


El operador recibe la solicitud en su aplicación

3


La aplicación verifica su identidad mediante reconocimiento facial

4


Identifica el alcoholímetro mediante su ID exclusiva

5

El operador realiza la prueba frente al teléfono

6


La lectura llega directamente por Bluetooth

7


El resultado se registra automáticamente

8

La central recibe el resultado

9


Si existe SAM, el sistema puede gestionar la autorización de arranque según las reglas configuradas

ANTITOXDRIVE

Tecnología para prevenir antes de que ocurra el accidente.

- Identificación del operador
- Control en tiempo real
- Alcoholímetro Bluetooth
- Gestión centralizada
- Reconocimiento facial
- Trazabilidad de cada prueba
- Alertas inmediatas
- Autorización de arranque mediante SAM

Una aplicación para el trabajador.
Una plataforma para la empresa.
Un sistema de prevención para proteger personas, vehículos y operaciones.



PERSONAS PROTEGIDAS | OPERACIONES MÁS SEGURAS | UN FUTURO MÁS PRODUCTIVO

CONDUCCIÓN SEGURA
OPERACIONES SIN LÍMITES.